


# Produktdatenblatt



## PIA-PINK-Block

Lösung zur Vorbereitung von Blotmembranen für die PIA-PINK Immunfärbung.

### Produkt

Produkttyp	Name	Symbol	Verpackungseinheit	Produktnummer
Fertigreagenz	PIA-PINK-Block		5 Stk. á 10 mL	# 100-01

### Übersicht


<b>Produktname</b>	<b>PIA-PINK-Block</b>
<b>Beschreibung</b>	Gebrauchsfertige Lösung für die Verwendung in der PIA-PINK Immunfärbung. PIA-PINK-Block enthält eine optimierte Mischung aus Serum Albumin, Puffer, Salzen und Zusätzen.
<b>Getestete Anwendung</b>	Western Blot, Dot-Blot
<b>Mögliche Anwendung</b>	ELISA, Elektronenmikroskopie
<b>Produktform</b>	Packung mit 5 Reagenzgefäßen á 10 mL gebrauchsfertiger Lösung. 10 mL ist das für Vorbereitung einer Midi- oder Mini-Blot Membran benötigte Volumen.
<b>Transport</b>	Die Lieferung erfolgt bei Umgebungstemperatur (8 °C - 30 °C)
<b>Lagerung</b>	Idealerweise liegend und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei Raumtemperatur (15 °C - 25 °C), oder im Kühlschrank (4 °C - 8 °C) lagern. Nicht einfrieren.
<b>Haltbarkeit</b>	Ungeöffnet 6 Monate. Nach dem Öffnen des Gefäßes sofort verbrauchen.

**PIA-PINK Fertigreagenzien sind nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke geeignet.  
Nicht für medizinische Anwendungen zugelassen.**

PIA-PINK sind Fertigreagenzien zur direkten Nutzung in immunologischen Anwendungen. Die Reagenzien benötigen keine weitere Bearbeitung oder Verdünnung.

PIA-PINK-Block wird für die Immunfärbung mit PIA-PINK Reagenzien, wie PIA-PINK-Mouse, -Rabbit oder -His, verwendet. Die detaillierte Anwendungsbeschreibung findet sich im jeweiligen Produktdatenblatt.

Valid from 2021-10-25



PiNa-Tec®

Notkestraße 85 - D-22607 Hamburg, Germany

Telefone: +49 (0) 40 646 33960 - Mobil: +49 (0) 176 209 40402

Email: [katja.werner@pina-tec.de](mailto:katja.werner@pina-tec.de) - Internet: [www.pina-tec.de](http://www.pina-tec.de)